



skin revitalising therapie



der Kaltlaser für die medizinische Kosmetik

Vitalaser 360

Infrarot Kaltlaser

Der Vitalaser 360 ist die Innovation auf dem Gebiet der Therapielaser.

Die Strahlung aus 6 Laserquellen wird gleichmässig auf eine relativ große Behandlungsfläche von 4,5cm² projiziert.

Trotz der hohen Intensität von 80mW/cm² garantiert dieser Laser eine komplikationslose Anwendung in der medizinischen Kosmetik.

Der Vitalaser 360 ist ein Kaltlaser, die bekannten Risiken, wie Verbrennungen sind ausgeschlossen. Selbst bei einer 30 minütigen Direktbestrahlung erhöht sich die Hauttemperatur nur um maximal 1°Celsius.

Die Wirksamkeit dieses Therapielasers wird durch medizinische Referenzen bestätigt.

Als besonders effektiv erweist sich der Vitalaser bei der Behandlung von Falten, Narben, Akne, Schuppenflechte und Ekzemen.



innovativ, effektiv, komplikationslos
der Therapielaser für die medizinische Kosmetik

Vitalaser-Therapie

das Kaltlaserlifting

Augenfältchenbereich
vorher



Augenfältchenbereich
nachher



Die Behandlung:

- reinigen, 3 Minuten bedampfen
- 0,5 ml Vitalaser-Lifting-Gel einmassieren
- 3 Minuten lasern

die Vitalaser-Therapie ...

die infrarote Laserstrahlung

stellt ein natürliches bioelektrisches Potential zwischen Zellkern und Zellmembran her.

Die erhöhte Zellaktivität sorgt für vermehrte Produktion von Elastin und Kollagen.

Gleichzeitig vernetzt die Vitalaserstrahlung die Molekülstruktur der Hyaluronsäure und verzögert somit deren Abbau durch das Lymphsystem.



Das Vitalaser-System ist ein Biokatalysator,

... bewirkt eine natürliche Vitalisierung der Haut

das Vitalaser Lifting-Gel




ist ein feinmolekulares unverdünntes Hyaluron-Nanogel, dessen Molekülketten in einem biologischen Verfahren ähnlich der Photosynthese soweit verkürzt wurden, dass sich dieses Gel bis in die Keimzellschicht der Haut einmassieren läßt.

Das Vitalaser Lifting-Gel erhöht den Innendruck der Intrazellularflüssigkeit und somit das Quellvermögen des Bindegewebes.

der die Systeme der Oberhaut verjüngt

die Vitalaser-Therapie versorgt das Bindegewebe mit der notwendigen Hyaluronsäure




Hyaluron in unserem Körper

Die Hyaluronsäure ist ein körpereigener Stoff, der im menschlichen Bindegewebe enthalten ist.

Die Hyaluronsäure bewirkt die Produktion von Kollagen sowie Elastin und ist für das Wasserbindungsvermögen Haut verantwortlich.

Die Menge der Hyaluronsäure bestimmt die Elastizität der Haut und ist im Bindegewebe bei Neugeborenen am höchsten. Im Alter von ca. 40 Jahren hat sich die Menge halbiert. Nach dem 60. Lebensjahr verbleibt ein Hyaluronsäuregehalt von ca. 10% der ursprünglichen Menge. Die Vitalaser-Therapie erhöht die Konzentration der Hyaluronsäure erheblich und erzeugt einen deutlich sicht- und fühlbaren Verjüngungseffekt.



die **Vitalaser-Therapie**
bewirkt einen deutlich sicht- und fühlbaren Verjüngungseffekt

Technische Daten

Laser:

Laserklasse	3B
Optische Ausgangsleistung	360mW
Wellenlänge	785nm
Intensität	80mW/cm ²
Betriebstemperaturbereich	0° bis 40°C
Lebensdauer der Laserdioden	3000h

Netzteil:

Eingangsspannungsbereich	90 - 264VAC
Netzfrequenz	47 - 63Hz
Eingangsnennstrom	0,35A
Schutzklasse	I



Die hohe optische Leistung von 360mW garantiert bereits nach relativ kurzen Behandlungszeiten die bioelektrische Wirkung der infraroten Laserstrahlung, wie sie von namhaften Wissenschaftlern, wie Warne (Deutschland), Pollak (USA), Bolognani (Italien) und Mester (Ungarn), in ihren Forschungen nachgewiesen wurde.

®

italaser

Lasercosmetic

Berliner Alle 47
30175 Hannover

Tel: +49 (0) 511 – 856 44 14

Fax: +49 (0) 511 – 856 44 16

Mail: info@lasercosmetic.de

http: www.lasercosmetic.de